

### Vom Blog

## Strategien zur Validierung der Sterilisation für Hersteller von Medizinprodukten

3. Juni 2026

Für medizinische Geräte und pharmazeutische Produkte, die als steril vermarktet werden, stellt die Validierung der Sterilisation einen kritischen Übergangspunkt zwischen Entwicklung und routinemäßiger kommerzieller Herstellung dar. In diesem Stadium müssen Hersteller nachweisen, dass das endgültige Produkt, das Verpackungssystem und die Herstellungs-Konfiguration unter kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen sterilisiert werden können, während die Produktleistung und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen gewährleistet bleiben.

Die gewählte Validierungsstrategie hängt von mehreren technischen Faktoren ab, darunter Sterilisationsmodalität, Produktdesign, Materialverträglichkeit, Verpackungskonfiguration, Herstellungsvolumen und regulatorischer Weg. Für Qualitätsingenieure und Subunternehmer ist das Verständnis der verfügbaren Validierungsansätze entscheidend, um konforme Sterilisationsprogramme zu etablieren und gleichzeitig die Produktionsskalierbarkeit und Markteinführungszeiten zu unterstützen.

### Die Rolle der Sterilisationsvalidierung bei der kommerziellen Marktreife

Die Sterilisationsvalidierung liefert dokumentierte Nachweise, dass ein definierter Sterilisationsprozess unter routinemäßigen Betriebsbedingungen konsistent das erforderliche Sterilitäts-Sicherheitsniveau (SAL) von  $10^{-6}$  erreicht. Die Validierungsaktivitäten gehen über die mikrobiologische Leistung hinaus. Sie bewerten auch:

- Produktverträglichkeit mit der Sterilisation
- Integrität des Verpackungssystems
- Reproduzierbarkeit des Prozesses
- Robustheit der Beladungskonfiguration
- Routinetoleranzen im Betrieb
- Restkonformität, wo zutreffend
- Abstimmung zwischen Herstellung und Sterilisationsbedingungen

Die gewählte Validierungsstrategie muss die tatsächliche kommerzielle Produktkonfiguration widerspiegeln. Entwicklungsannahmen, Laborbeladungen oder temporäre Verpackungslösungen sind für routinemäßige Freigabeaktivitäten in der Regel unzureichend.

### EO-Sterilisationsvalidierungsstrategien


EO-Sterilisation wird weiterhin häufig für temperaturempfindliche Medizinprodukte, Kombinationsprodukte, polymerbasierte Systeme und komplex verpackte Konfigurationen eingesetzt. Je nach Produkteigenschaften und Kommerzialisierungszielen können verschiedene Validierungsansätze implementiert werden.

### Konventionelle Overkill-Validierung

Der Overkill-Ansatz ist eine der häufigsten Validierungsmethoden für Medizinprodukte mit kontrollierten Biobelastungswerten. Diese Strategie umfasst typischerweise:

- Biobelastungscharakterisierung
- Definition mikrobiologischer Herausforderungen
- Halbzyklus-Qualifikationsstudien
- Vollzyklus-Bestätigungsstudien
- Festlegung routinemäßiger Parameter

Das Prinzip der Overkill-Methode besteht darin, nachzuweisen, dass der Sterilisationsprozess während eines verkürzten Expositionszyklus eine vollständige Inaktivierung einer definierten resistenten biologischen Indikatorpopulation erreicht. Der validierte Routinezyklus wendet dann eine zusätzliche Letalitätsschranke an.



### Strategien zur EO-Validierung mit begrenztem Restgehalt

Für Produkte mit eingeschränkten EO-Restgrenzwerten gemäß ISO 10993-7 kann sich die Sterilisationsentwicklung darauf konzentrieren, die Gasexposition zu minimieren und gleichzeitig die mikrobiologische Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Validierungsstrategien umfassen häufig:

- Bewertung reduzierter Gaskonzentrationen
- Optimierung der Expositionszeit
- Entwicklung von Belüftungsprofilen
- Bewertung der Verpackungsdurchlässigkeit
- Analyse von Resttrends

Validierungen mit begrenztem Restgehalt sind üblich für:

- Implantierbare Geräte
- Langzeitpatientenkontaktgeräte
- Kombinationsprodukte aus Arzneimitteln und Geräten
- Geräte mit absorbierenden polymeren Materialien

In diesen Fällen werden Sterilisationsfähigkeit und Restkonformität zu miteinander verbundenen Validierungsaktivitäten.

### Faktoren für die Auswahl der Validierungsstrategie

Die Auswahl der Validierungsstrategie hängt von mehreren technischen und operativen Überlegungen ab.

### Produkteigenschaften

Wichtige produktbezogene Faktoren sind:

- Materialverträglichkeit
- Temperaturempfindlichkeit
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit
- Geometrische Komplexität
- Oberflächenkontaktmerkmale
- Verpackungsdurchlässigkeit

### Herstellungsbedingungen

Validierungsstrategien müssen die routinemäßige Herstellungsvariabilität widerspiegeln, einschließlich:

- Schwankungen der Biobelastung
- Verpackungstoleranzen
- Produktionsskalierung

### Vom Blog

## Strategien zur Validierung der Sterilisation für Hersteller von Medizinprodukten

3. Juni 2026

Dieser Ansatz wird häufig ausgewählt für:

- Allgemeine Medizinprodukte
- Einwegverbrauchsmaterialien
- Produkte mit stabilen Herstellungsprozessen
- Standardisierte Verpackungssysteme

#### Kombinierte BI/Biobelastungsansätze

Für Produkte mit definierten Herstellungsprozessen und stabilen mikrobiellen Populationen können Validierungsstrategien die Leistung biologischer Indikatoren mit biobelastungsbasierter Rechtfertigung kombinieren. Diese Ansätze werden oft in Betracht gezogen, wenn:

- Produktmaterialien EO-empfindlich sind
- Restbeschränkungen die Expositionsbedingungen einschränken
- Zyklusoptimierung erforderlich ist
- Produktfunktionalität Sterilisationsmargen begrenzt

Kombinierte Ansätze erfordern eine erhöhte technische Begründung in Validierungsprotokollen und unterstützenden mikrobiologischen Daten.

#### Produktübernahme und Familiengruppierung

Hersteller mit mehreren Produktreferenzen setzen häufig Familiengruppierungsstrategien ein, um die Validierungskomplexität zu reduzieren. Produktübernahmeansätze bewerten:

- Materialäquivalenz
- Verpackungsähnlichkeit
- Vergleich der Beladungsdichte
- Sterilisationsresistenz
- Worst-Case-Produktrepräsentation

Bei entsprechender Begründung können repräsentative Produktfamilien reduzieren:

- Validierungszeiten
- Laborprüfanforderungen
- Qualifizierungskosten der Sterilisation
- Komplexität der Revalidierung nach Designänderungen

Familiengruppierungsstrategien erfordern dokumentierte Begründungen und definierte Akzeptanzkriterien zur Unterstützung der behördlichen Prüfung.

#### Validierungsstrategien für Dampfsterilisation

Validierungsstrategien für Dampfsterilisation unterscheiden sich erheblich von EO aufgrund des thermischen und feuchtigkeitsbasierten Sterilisationsmechanismus. Validierungsaktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf Wärmeübertragungsleistung, Dampfdurchdringung und thermische Reproduzierbarkeit.

#### Validierung mit gesättigtem Dampf

Die Validierung mit gesättigtem Dampf bleibt der Standardansatz für Produkte, die mit erhöhter Temperatur und Feuchtigkeit kompatibel sind.

Typische Validierungsaktivitäten umfassen:

- Wärmeverteilungsstudien
- Wärmedurchdringungsstudien
- Thermische Kartierung
- Überprüfung der Luftentfernung
- Qualifikation der Beladungskonfiguration
- Leistungsqualifikation (PQ)

Dieser Ansatz wird häufig angewendet auf:

- Chirurgische Instrumente



- Mehrere Fertigungsstandorte
- Variationen der Beladungsdichte

#### Regulatorische Ziele

Regulatorische Erwartungen beeinflussen:

- Validierungsmethodik
- Dokumentationstiefe
- Statistische Begründung
- Stichprobenrational
- Anforderungen an Revalidierung

Hersteller, die Einreichungen für mehrere Märkte vorbereiten, stimmen Validierungsstrukturen häufig sowohl mit FDA- als auch mit internationalen Konformitätsbewertungsanforderungen ab.

#### Operative Überlegungen

Kommerzielle Anforderungen beeinflussen ebenfalls das Validierungsdesign:

- Produkteinführungszeitpläne
- Produktionskapazität
- Sterilisationsdurchsatz
- Kontinuität der Lieferkette
- Strategien für Mehrstandortfertigung

In vielen Projekten sind operative Einschränkungen direkt mit der Sterilisationsfähigkeit verknüpft.

#### Revalidierung und Lebenszyklusmanagement

Die Sterilisationsvalidierung setzt sich über die anfängliche Kommerzialisierung hinaus fort. Validierte Prozesse erfordern eine laufende Überprüfung durch:

- Periodische Überwachung
- Bewertung von Änderungssteuerungen
- Jährliche Produktüberprüfung
- Requalifizierungsaktivitäten
- Abweichungsanalyse
- Trendbewertung

Änderungen, die häufig eine Neubewertung auslösen, umfassen:

- Verpackungsänderungen
- Materialänderungen

Providing Sterilization & Laboratory Services for the world's most innovative healthcare companies.

## Vom Blog

### Strategien zur Validierung der Sterilisation für Hersteller von Medizinprodukten

3. Juni 2026

- Edelstahlkomponenten
- Wiederverwendbare Medizinprodukte
- Pharmazeutische Ausrüstung
- Bestimmte Verpackungssysteme

Dampfvalidierungsstrategien erfordern die Identifikation von Kaltstellen und Worst-Case-Orten der thermischen Durchdringung innerhalb der Sterilisationsladung.

#### Validierung poröser Beladungen und komplexer Geometrien

Produkte mit Lumina, porösen Materialien, Filtern oder komplexen inneren Geometrien können eine zusätzliche Bewertung der Dampfdurchdringung erfordern. Diese Validierungsstrategien beinhalten oft:

- Repräsentative Herausforderungsgeräte
- Interne Temperaturüberwachung
- Erweiterte Gleichgewichtsanalysen
- Dynamische Luftentfernungsmessungen

Die Beladungsgestaltung wird zu einer wichtigen Validierungsvariable für diese Produktkategorien.

#### Parametrische Freigabestrategien

Bestimmte Dampfsterilisationsprogramme können parametrische Freigabeentsätze unterstützen, bei denen Freigabeentscheidungen auf validierten Prozessparametern basieren statt auf Sterilitätstests. Diese Strategien erfordern:

- Umfassende Prozesskontrolle
- Definierte Kalibrierungsprogramme für Instrumente
- Kontinuierliche Überwachungssysteme
- Robuste Verfahren zum Abweichungsmanagement

Parametrische Freigabe ist in der Regel mit pharmazeutischen Herstellungsumgebungen und hochkontrollierter Sterilisationsinfrastruktur verbunden.


Sterilisationsvalidierungsstrategien variieren je nach Produktdesign, Sterilisationsmodalität, regulatorischen Zielen und kommerziellen Herstellungsbedingungen. Ob EO- oder Dampfsterilisationsprogramme implementiert werden, Hersteller müssen dokumentierte Nachweise erbringen, dass Sterilisationsprozesse reproduzierbar, wissenschaftlich fundiert und an die routinemäßigen Produktionsrealitäten angepasst sind.

Die Auswahl des geeigneten Validierungsansatzes beeinflusst nicht nur die regulatorische Konformität, sondern auch die Produktionsskalierbarkeit, das Änderungsmanagement und die langfristige Versorgungssicherheit während des gesamten kommerziellen Lebenszyklus.

Erfahren Sie mehr über die Sterilisationsvalidierungsdienste von Medistri auf unserer Website [oder](#) kontaktieren Sie [sales@medistri.com](mailto:sales@medistri.com).

– Das Medistri-Team

#Medistri



- Herstellungsübertragungen
- Aktualisierungen der Beladungskonfiguration
- Sterilisatoränderungen
- Anpassungen der Zyklusparameter

Das Lebenszyklusmanagement stellt sicher, dass validierte Bedingungen repräsentativ für die tatsächlichen Produktionsumgebungen bleiben.

#### Integrierte Validierungsprogramme

Moderne Sterilisationsvalidierungsprogramme integrieren häufig mehrere technische Disziplinen innerhalb eines einzigen Qualifizierungsrahmens. Diese Programme können kombinieren:

- Sterilisationsqualifikation
- Verpackungsvalidierung
- Transportsimulation
- Reststofftests
- Biokompatibilitätsbewertung
- Stabilitätsstudien
- Laboranalysen

Integrierte Strategien unterstützen die Koordination zwischen Herstellern, Sterilisationsdienstleistern, Laborteams und regulatorischen Funktionen und reduzieren gleichzeitig die Validierungsfragmentierung während der Kommerzialisierung.

Sterilisationsvalidierungsstrategien variieren je nach Produktdesign, Sterilisationsmodalität, regulatorischen Zielen und kommerziellen Herstellungsbedingungen. Ob EO- oder Dampfsterilisationsprogramme implementiert werden, Hersteller müssen dokumentierte Nachweise erbringen, dass Sterilisationsprozesse reproduzierbar, wissenschaftlich fundiert und an die routinemäßigen Produktionsrealitäten angepasst sind.

Die Auswahl des geeigneten Validierungsansatzes beeinflusst nicht nur die regulatorische Konformität, sondern auch die Produktionsskalierbarkeit, das Änderungsmanagement und die langfristige Versorgungssicherheit während des gesamten kommerziellen Lebenszyklus.